

## Powerheart® G5

Режим на работа:	Напълно автоматичен
Импулс:	STAR® двуфазен
Енергия:	Нарастваща енергия от 95J до 354J (за възрастен)
Fast shock feature:	5 energy protocols available
Гласови команди:	RescueCoach™ инструкции стъпка по стъпка, Текстов дисплей
Звукови предупредителни сигнали:	Гласови съобщения, Предупредителни сигнали за поддръжка
Синхронизиране на импулса:	Вградена функция за автоматично синхронизиране
Детектор за пейсмекър:	Да
Педиатрични подложки:	Нарастваща енергия от 22J до 82J, команди по педиатричен протокол за действие
Двуезичен	Да
Настройки:	Гласови команди, протокол на КПР и протоколи за дефибрилация чрез AED Manager
КПР:	Метроном за ритъм на КПР
Индикатори:	Rescue Ready®, батерия, поддръжка, статус на подложките
Гаранция:	8 години

## Физически параметри

Размери (H × W × D):	3.4 in × 9.0 in × 11.8 in (9 cm × 23 cm × 30 cm)
Тегло:	5.7 lbs (2.6 kg), с включени батерия и подложки
Устойчивост на прах/влага:	IP55 (IEC 60529)
Температурен диапазон:	32 °F to +122 °F (0 °C to 50 °C)
Надморска височина:	-1,253 ft (-382 m) to (15,073 ft) 4,594 m

## Подложки за дефибрилация Intellisense™

Тип:	Еднократни, неполяризиращи
Време на живот:	2 години

## Литиева батерия Intellisense®

Гаранция:	4 години, безусловна
Капацитет:	420 шокови импулса (типични) при 300VE

## Автоматично самотестване

Ежедневно, Ежеседмично, Ежемесечно:	Електрически вериги, софтуер, батерия, подложки (наличие и функционалност)
Ежеседмично:	С частично зареждане на енергия
Ежемесечно:	С пълно зареждане на енергия

## Съхранение на данни

Вътрешна памет:	90 минути запис на събитие, множество функции
ECG и запис на събитие:	Видимо през софтуера за рапорт и конфигуриране на AED Manager
Комуникация:	USB кабел или USB флаш памет