

Стойка за монтиране на стена за автоматичен външен дефибрилатор

AIVIA «S»

Представяне

AIVIA «S» е проектиран за вътрешна употреба.

Съчетавайки здравина и олекотеност, AIVIA «S» се състои от две отделни части:

- Капак от поликарбонат,
- Кутия от ABS.

Тези материали са добре познати в индустрията и дават отлична устойчивост на удар.

Достъпът до АВД е защитен с етикети за запечатване.

Обозначаване

На предния капак са отпечатани спасителната верига и три ясни пиктограми с инструкции за употреба.



AIVIA «S»

Размери:


В = 400 мм, Д = 341 мм, Ш = 198 мм,
Тегло = 1,5 кг



Лента за прикрепяне на АВД



Етикети за запечатване



Отвори за монтиране 8,5 мм

PYRES.COM

Mas des Tilleuls
66680 Canohès – FRANCE

Tél : +33 (0)4 68 68 39 68

Fax : +33 (0)4 68 68 39 69

aivia@pyres.com

www.pyres.com

Дистрибутор за България:

Билей Анкър ООД

София

+359 897 802302

sales@firstaidbg.com

<https://shop.firstaidbg.com>

AIVIA «S»