

Учебен манекен за първа помощ Престън® Профешънъл

ГЛАВА С ПОДВИЖНА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ



Учебният манекен за първа помощ Престън Профешънъл с глава с подвижна долна челюст е уникално средство за обучение на техниката за освобождаване на дихателните пътища чрез избутване на долната челюст „jaw thrust“. Този нов и интересен продукт на Престън изглежда и се усеща като оригиналната глава на манекена Престън Профешънъл и дори е съвместима с тялото на оригиналния Престън Профешънъл.

Разликата между двете глави може да се открие под лицевата кожа от лявата и дясната страна на линията на челюстта. Главата е лесна за използване и позволява на обучаваните да се научат и да разберат, как да използват правилно техниката за избутване на долната челюст.

Главата с подвижна долна челюст на Престън Профешънъл дава възможност на обучаваните да хванат долната челюст на манекена и да я повдигнат с две ръце, премествайки я напред и нагоре.

Техниката с избутване на долната челюст е най-безопасния метод за отваряне на дихателните пътища на пострададал с възможна травма на главата, врата или гръбнака, защото може да бъде изпълнена с минимално разместване на врата.



Prestan Products LLC
701 Beta Drive, Suite 2
Mayfield Village, Oh 44143
1-800-434-7989
info@prestanproducts.com